

Беспроводной дарсонваль
нового поколения

Идеаль Нео

Инструкция пользователя



Вы держите в руках инструкцию для непревзойденного устройства – дарсонваля Идеаль Нео. История этого революционного прибора началась в 2019 году, когда мы представили первый в мире беспроводной дарсонваль Идеаль. Он перевернул рынок и представление пользователей об устройствах этого класса. Мы показали, что дарсонвализация больше не привязывает пользователя на 10-30 минут к розетке! Невероятно эффективные косметологические и терапевтические процедуры, назначенные косметологом или врачом, можно проводить на природе, на работе, в автомобиле, «на бегу», и просто параллельно занимаясь повседневными делами.

Кроме того, в нашем дарсонвале впервые в мире была реализована система автоматической настройки в зависимости от типа кожи и интеллектуальная система защиты. Даже сейчас, спустя несколько лет после релиза, Идеаль остается уникальным непревзойденным дарсонвалем!

Обновленная модель – Идеаль Нео, имеет те же достоинства, плюс получила новую более ёмкую батарею, увеличенную мощность и обновленную систему зарядки.

СДЕЛАНО С  В 

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за выбор беспроводного импульсного массажера Дарсонваль Идеаль Нео.

Мобильный автономный импульсный массажер Дарсонваль Идеаль — первый в мире беспроводной прибор для дарсонвализации. Он создан для применения в профессиональной и семейной косметологии и терапии. Перед началом использования обязательно проконсультируйтесь со специалистом!

Более подробную инструкцию по применению смотрите на сайте darsonval-ideal.ru

Косметологическое воздействие

По рекомендации косметолога Дарсонваль Идеаль Нео может применяться при:

- Проблемной коже: пористая, жирная, со сниженным питанием;
- Угревой сыпи, гнойничковых поражениях, фурункулах;
- Расширенных порах, акне;

- Отеках, гематомах;
- Мелких морщинах, зрелой коже;
- Нездоровом цвете лица, возрастных изменениях и недостаточном тонусе кожи;
- Всех разновидностях облысения, для стимуляции роста волос, укрепления луковиц волос и улучшения внешнего вида волос;
- Всех стадиях и типах целлюлита.

Терапевтическое воздействие

По рекомендации врача дарсонвализацию применяют при:

- Кожных болезнях (экзема, лишай, юношеские угри, нейродермит, псориаз, красный плоский лишай, очаговая и системная склеродермия, келоиды, выпадение волос, себорея, перхоть и др.);
- Гнойных и воспалительных процессах (фурункулы, ожоги, обморожения, ушибы, гематомы, послеоперационные инфильтраты и раны, трофические

язвы, длительно не заживающие раны и др.);

- Заболеваниях дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, бронхиальная астма и др.);
- Заболеваниях носа (аллергический насморк, гайморит и др.);
- Заболеваниях мышц, сухожилий, апоневрозов (миалгия, миозит и др.);
- Заболеваниях суставов (полиартрит, артрит, спондилоартроз и др.);
- Заболеваниях артерий и вен (облитерирующий эндартерит, болезнь Рейно, варикозное расширение вен, тромбофлебиты, трофические язвы);
- Заболеваниях периферической нервной системы (невралгия, нейромиозит, остеохондроз позвоночника, снижение чувствительности, онемение);
- Зубной боли и заболеваниях слизистой оболочки рта (гингивит, стоматит, пародонтоз 1-2 ст.);
- а также мигрени, расстройствах сна, энурезе, геморрое и трещинах заднего прохода, простатите и импотенции, воспалительных заболеваниях женских половых органов, болезнях почек и мочевыводящих путей, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и пр.

Противопоказания

Не рекомендуется использовать прибор в следующих случаях:

- Онкологические заболевания;
- Сердечно-сосудистые заболевания;
- Открытые раны, нарушения кожной чувствительности;
- Наличие электронного кардиостимулятора и иных электроаппаратов;
- Кровотечения, нарушения свертываемости крови;
- Эпилепсия;
- Тромбофлебит;
- Беременность;
- Сердечная аритмия;
- Туберкулез;
- Гирсутизм (избыточный рост волос на лице);
- Выраженные формы купероза (сетка расширенных красных сосудов на лице);
- Индивидуальная непереносимость электрического тока.

Меры безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте данные правила!

- Перед применением прибора обязательно проконсультируйтесь с врачом или косметологом!
- Внимание! Запрещается включать прибор без установленного электрода.
- Перед каждым использованием осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться прибором без присмотра.
- Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью.
- После перемещения аппарата с холода в теплое помещение, его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час.
- Запрещается кипятить электрод! Использованный электрод следует мыть смылом, либо обрабатывать раствором 70% этилового спирта, после чего высушить.
- Категорически запрещается использование прибора при попадании воды

или иной жидкости внутрь корпуса. В этом случае обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта аппарата.

- Процедуры для детей должны проводиться взрослым компетентным пользователем после обязательной консультации с врачом.
- Не оставляйте аппарат без присмотра! Он должен храниться в недоступном для детей месте.
- Оберегайте устройство и стеклянные электроды от ударов.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении неприятного запаха, подозрительного шума и т.д.), немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство!
- Запрещается подносить и дотрагиваться устройством с электродом до дисплеев телефона, компьютера, телевизора и др. устройств.
- Запрещается подключать устройство к ПК, ноутбуку и любому другому устройству по USB-кабелю, не предназначенному для зарядки дарсонваля.
- Зарядка производится USB кабелем, идущим в комплектации.
- Зарядка устройства производится только в отключенном состоянии.

Методы и способы применения дарсонвализации

Методы дарсонвализации:

- Контактный, когда электрод размещается непосредственно на тело человека.
- Дистанционный, когда между электродом и телом человека имеется воздушная прослойка.

Способы дарсонвализации:

- Лабильный, когда электрод перемещается над небольшой по площади проблемной зоной.
- Стабильный, когда электрод неподвижно воздействует на патологическую зону.

Дозируют степень воздействия токами дарсонваля по следующим критериям:

- По времени (продолжительности воздействия).
- По интенсивности разряда.
- По количеству процедур на курс.

Выберите метод, способ, время и интенсивность дарсонвализации в зависимости от рекомендации врача или косметолога.

Органы управления

1. Кнопка On:

- Долгое (2 сек) нажатие – Включение устройства.
- Короткое нажатие – Переход между режимами меню.

2. Кнопка Off:

- Долгое (2 сек) нажатие – Отключение устройства.
- Короткое нажатие во время работы – Пауза.

3. Кнопки Влево-Вправо:

- Короткое нажатие – Выбор режима работы/
- Установка таймера/Смена режимов.
- Короткое нажатие во время работы – Увеличение/
- Уменьшение мощности.



4. Дисплей. Вывод информации о выбранном режиме и мощности, а также уровне заряд а батареи.

USB-разъем для зарядки расположен на нижней части устройства. Зарядка устройства производится только в отключенном состоянии.

Режимы работы

Включите устройство при помощи долгого (2 сек) нажатия на верхнюю кнопку «On» и с помощью клавиш Влево-Вправо выберите необходимый режим.

1. Дарсонваль классический.
2. Дарсонваль классический, усиленный.
3. Ласковый расслабляющий массаж.
4. Классический дарсонваль «Макс».
5. Режим «Теплый».
6. Режим массажа с эффектом расслабления, усиленный.

7. Режим «Комарик».
8. Режим «Прогревающий».
9. Режим «Крапивка» (осторожно, наиболее «агрессивный» режим!).

Правила работы

Установка электрода (рис А)

А.1. Отверните фиксатор электрода (черная шайба) на один оборот против часовой стрелки, аккуратно установите выбранный электрод и зафиксируйте его. Фиксатор должен отворачиваться с легким усилием.

А.2. Лёгким усилием вставьте электрод в отверстие в фиксаторе до упора. Не прикладывайте излишнюю силу! Разверните электрод как Вам удобно.

А.3. Заверните фиксатор примерно на пол-оборота по часовой стрелке, до надёжной фиксации электрода. Не применяйте излишних усилий! Не вращайте электрод после фиксации. Это может привести к повреждению электрода.



Рисунок А



Рисунок Б

Удаление электрода (рис Б)

- Б.1. Отверните фиксатор электрода на пол-оборота против часовой стрелки.
- Б.2. Легко потяните электрод вверх. Если электрод не поддаётся удалению, отверните фиксатор ещё на пол-оборота.
- Б.3. Заверните фиксатор по часовой стрелке до упора.

Не опускайте прибор электродом вниз при отпущенном фиксаторе – это приведёт к выскальзыванию электрода с гнезда.

Если электрод не поддаётся удалению, отверните фиксатор ещё на пол оборота.

Управление устройством: Включение

Включите устройство, долгим (более 2 сек) нажатием кнопки «On» (1). При этом устройство начнет работать в том же режиме и с той же мощностью, как при предыдущем использовании.

1. При желании, выберите режим работы: коротким (менее 1 сек) нажатием кнопки «On» (1). Установите изображение на дисплее:



2. Кнопками «Влево-Вправо» (3) выберите желаемый режим (см. «Режимы работы»).

3. Выберите время работы: коротким (менее 1 сек) нажатием кнопки «On» (1). Установите изображение на дисплее:



4. Кнопками «Влево-Вправо» (3) установите время работы в минутах.

5. Выберите интенсивность воздействия: коротким (менее 1 сек) нажатием кнопки «On» (1). Установите изображение на дисплее:



6. Кнопками «Влево-Вправо» (3) установите интенсивность работы 1 – 99. Оперативное изменение интенсивности возможно во время работы, управляя кнопками «Влево-Вправо» (3).

Аппарат настроен и работает в выбранном режиме. Если разряда и свечения электрода не наблюдается, то проверьте что аппарат не оказался в режиме «Пауза», для чего кратковременно нажмите верхнюю кнопку «On».

Управление устройством: Завершение работы

По истечении установленного времени работы, устройство выключится автоматически. Устройство можно выключить и раньше установленного времени работы долгим (2 сек) нажатием кнопки «Off» (2).

Перед заменой электрода – отключите устройство, замените электрод и вернитесь к пункту 2. Для продолжения работы включите прибор долгим (2 сек) нажатием кнопки «On» (1).

При коротком (менее 1 сек) нажатии кнопки «Off» (2) включается режим «Пауза». Используйте этот режим, если вам необходимо ненадолго отвлечься от процедуры. Выход из режима «Пауза» происходит коротким нажатием кнопки «On» (1).

При любом нажатии кнопки «Off» (2), выводится короткое сообщение об уровне зарядки аккумулятора – 3 уровня.



По завершению работы устройства, извлеките электрод из фиксатора, проведите его очистку, высушите и уберите устройство и электрод в коробку.

Техника проведения процедур дарсонвализации

Перед началом процедуры проконсультируйтесь с врачом или косметологом, чтобы получить максимальный эффект и не навредить себе.

1. Во время проведения процедуры дарсонвализации кожа должна быть чистой и свободной от декоративной косметики, кремов и загрязнений.
2. Процедуры проводятся медленными лёгкими движениями по основным массажным линиям лица и тела.
3. При контактном методе возникает ощущение слабого, приятного тепла.
4. При дистанционном методе ощущается покалывание, тихий треск, интенсивный запах озона.
5. Процедуры начинают с небольшой интенсивности, постепенно увеличивая её, при этом не выходя из зоны комфортного ощущения.

Технические характеристики

Форма выходного сигнала:	Импульсный с высокочастотным заполнением
Амплитудное значение выходного напряжения:	1 - 16 кВ
Частота следования импульсов:	Адаптивная, от 50 до 200 Гц (в зависимости от режима работы)
Частота заполнения импульсами:	Адаптивная, 100 - 150 кГц (в зависимости от режима работы)
Адаптер для зарядки:	USB Micro-B, 5В 1А
Время непрерывной работы:	1.5 - 10 часов (в зависимости от и режима работы)
Емкость аккумуляторной батареи:	2200 мА/ч
Время зарядки:	3-4 час

Совместимость с электродами сторонних производителей:	Есть
Масса устройства без электрода:	215 г
Масса устройства с электродом:	232 г
Материал корпуса:	Полимерный
Гарантия:	1 год

Комплектация

Прибор Дарсонваль Идеаль Нео	x 1шт
Стеклянные газонаполненные электроды:	x 4шт
Грибок, Капля, Лепесток, Гребешок	
Адаптер питания для зарядки 5В 1А	x 1шт
USB – кабель для зарядки	x 1шт
Руководство пользователя	x 1шт

Возможные неисправности и методы их устранения

1. Устройство не реагирует на кнопки, не включается.

- Разряжен аккумулятор – поставьте устройство на зарядку.

2. Нарушена герметичность электрода.

- Установите другой электрод.

- Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр.

3. При возникновении неприятного запаха, подозрительного шума, нестандартных сообщений.

- Незамедлительно остановите эксплуатацию устройства и обратитесь в сервисный центр.

Если проблема не решена, незамедлительно остановите эксплуатацию устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Условия гарантии

Гарантия на прибор действительна при соблюдении всех условий эксплуатации. Продавец и Сервисный Центр вправе отказать в гарантийном ремонте или заменев следующих случаях:

1. Наличие на изделии внешних или внутренних механических повреждений (трещин, сколов, следов ударов и т.п.).
2. Повреждения вызваны независящими от продавца причинами: природные явления или пожар, перебои в подаче воды или электроэнергии, действия животных, попадание насекомых, а также при не правильной установке и эксплуатации и т.п.
3. Недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения или транспортировки изделия, установленных нормативной или технической документацией на него.
4. Производилось вскрытие или попытка самостоятельного ремонта.
5. Прибор был перегрет, эксплуатировался в сауне, горячем помещении.
6. Прибор эксплуатировали в условиях холода и мороза, либо не дали прибору

прогреться, а конденсату высохнуть после переноса прибора с холода в теплопомещение.
7. Прибор эксплуатировали в чрезмерно влажных помещениях или в него попадали жидкости.

Гарантия не распространяется на вышедшие из строя вследствие нормального износа принадлежности, запчасти, расходные материалы, поверхности.

Гарантией не покрывается естественный износ изделия и выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение, следы коррозии и т.п.


Благодарим за Ваш выбор.

Внимание! В данном руководстве, для общего информирования и удобства пользователей, приведены публично общедоступные материалы по поводу применимости дарсонваля и дарсонвализации при наличии различных состояний. Перед принятием решения касательно применения и использования дарсонваля и дарсонвализации, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Поставщик и Продавец оборудования не заявляют о применимости и эффективности дарсонваля и дарсонвализации в каждом конкретном случае и не берут на себя ответственность за вышеуказанные заявления. Каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально и решение должно быть принято лицензированным лечащим врачом и косметологом.

Упомянутые выше заболевания и состояния указаны только для общей ориентации потребителя. Ни Продавец, ни Поставщик оборудования не заявляет о применимости вышеуказанного оборудования и методик для диагностики, лечения и предотвращения конкретных заболеваний и ситуаций. Решение должно приниматься профессиональными врачами и косметологами.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом и косметологом касательно применимости, эффективности, возможных осложнениях и безопасности применения дарсонваля и дарсонвализации.



+7 495 730-27-75

darsonval-ideal.ru

info@darsonval-ideal.ru